



Effective: 2021/12 | © 2021 Acumed® LLC

## PKGI-010131-C | 页 1 / 2

附录A （规范性附录）

表A.1髓内钉产品型号单位：mm

型号	描述	尺寸	材料	符合的国际标准
UL-3021-S	尺骨髓内钉	直径3.0 mm x长度210 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3023-S	尺骨髓内钉	直径3.0 mm x长度230 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3025-S	尺骨髓内钉	直径3.0 mm x长度250 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3027-S	尺骨髓内钉	直径3.0 mm x长度270 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3621-S	尺骨髓内钉	直径3.6 mm x长度210 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3623-S	尺骨髓内钉	直径3.6 mm x长度230 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3625-S	尺骨髓内钉	直径3.6 mm x长度250 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
UL-3627-S	尺骨髓内钉	直径3.6 mm x长度270 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RR-3019-S	右侧桡骨髓内钉	直径3.0 mm x长度190 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RR-3021-S	右侧桡骨髓内钉	直径3.0 mm x长度210 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RR-3023-S	右侧桡骨髓内钉	直径3.0 mm x长度230 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RR-3619-S	右侧桡骨髓内钉	直径3.6 mm x长度190 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RR-3621-S	右侧桡骨髓内钉	直径3.6 mm x长度210 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RR-3623-S	右侧桡骨髓内钉	直径3.6 mm x长度230 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RL-3019-S	左侧桡骨髓内钉	直径3.0 mm x长度190 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RL-3021-S	左侧桡骨髓内钉	直径3.0 mm x长度210 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RL-3023-S	左侧桡骨髓内钉	直径3.0 mm x长度230 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RL-3619-S	左侧桡骨髓内钉	直径3.6 mm x长度190 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RL-3621-S	左侧桡骨髓内钉	直径3.6 mm x长度210 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
RL-3623-S	左侧桡骨髓内钉	直径3.6 mm x长度230 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
40-0026-S	腓骨髓内钉	直径3.0 mm x长度110 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
40-0027-S	腓骨髓内钉	直径3.0 mm x长度145 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
40-0028-S	腓骨髓内钉	直径3.0 mm x长度180 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
40-0029-S	腓骨髓内钉	直径3.6 mm x长度110 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
40-0030-S	腓骨髓内钉	直径3.6 mm x长度145 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
40-0031-S	腓骨髓内钉	直径3.6 mm x长度180 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3

表 A.2 锁钉规格型号表单位：mm

型号	描述	尺寸	材料	符合的国际标准
CO-3080-S	锁钉	直径3.5 mm x长度8.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3100-S	锁钉	直径3.5 mm x长度10.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3120-S	锁钉	直径3.5 mm x长度12.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3140-S	锁钉	直径3.5 mm x长度14.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3160-S	锁钉	直径3.5 mm x长度16.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3180-S	锁钉	直径3.5 mm x长度18.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3200-S	锁钉	直径3.5 mm x长度20.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3220-S	锁钉	直径3.5 mm x长度22.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3125-S	锁钉	直径3.5 mm x长度12.5 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3150-S	锁钉	直径3.5 mm x长度15.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3175-S	锁钉	直径3.5 mm x长度17.5 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3225-S	锁钉	直径3.5 mm x长度22.5 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3250-S	锁钉	直径3.5 mm x长度25.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3275-S	锁钉	直径3.5 mm x长度27.5 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3300-S	锁钉	直径3.5 mm x长度30.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3325-S	锁钉	直径3.5 mm x长度32.5 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3400-S	锁钉	直径3.5 mm x长度40.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3450-S	锁钉	直径3.5 mm x长度45.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3500-S	锁钉	直径3.5 mm x长度50.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3550-S	锁钉	直径3.5 mm x长度55.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3
CO-3650-S	锁钉	直径3.5 mm x长度65.0 mm	Ti6AL4V	ISO 5832-3